

MESOTHERAPIE-KANÜLEN UND IHRE VERWENDUNG

(Stand 9/ 2021)

1. **Microlance 0,3X13 mm**: preiswerte Standardnadel für Cellulite, Haare, Schmerztherapie, Carboxytherapie. Universalkanüle für Mesotherapie per Hand, insbesondere für die epidermale Ziehtechnik, lineare oder tower Technik für HA-Filler.
2. **Microlance 0,4X13 mm**: preiswerte Standardnadel für Lipolyse am Körper, subcutane Infiltrationen auch größerer Volumina, z.B. in der Schmerztherapie (Mesoperfusion, Hüftgelenke, LWS) oder Carboxytherapie subcutan bei größeren Fettdepots am Körper.
3. **Mesorelle 0,3X4 mm**: klassische Meso-Kanüle für Mesolift, Schmerztherapie, Haarausfall, Cellulite, Hyperhydrosis axillae, Mesobotox, PROFHILO (bioesthetic points) per Hand oder Gerät zu verwenden.
4. **Mesorelle 0,3X6 mm**: Carboxytherapie intra- oder subcutan. Auch für gezielte Fillerapplikation, z.B. perioral, radiäre Lippenfältchen. Lipolyse im Gesicht/Halsbereich.
5. **Mesorelle 0,26 oder 0,23X4 mm**: feinste Meso-Nadeln mit geringerem Durchfluss für punktuelle und epidermale Techniken bei hypersensiblen Patienten oder empfindlichen Bereichen, wie z.B. Kopf, Hände, Füße, perioral, periculär. Wesentlich schmerzärmer. Carboxytherapie im lateralen Augenbereich.
6. **Mesorelle 0,4X25 mm**: speziell für lineare Technik für höher vernetzte HA-Filler, „windmill“ oder „fan“ Technik, größere zu unterspritzende Linien oder Bereiche. Besonders geeignet für atraumatische, schmerzfreie **im. Injektionen** bei schlanken Patienten.

Spezielle UTW (ultra thin wall = ultradünne Wandung) Hightech Kanülen:

Kanülen für minimalen Einstichschmerz und bestmöglichen Komfort. Größerer Durchfluss als bei Standard-Kanülen gleichen Durchmessers aufgrund der extrem dünnen Wand. Speziell geeignet für PRP- und Hyaluron-Anwendungen (Haut und Haar). Besonders wertvoll bei hypersensiblen Patienten, in der Schmerztherapie, bei Mesohair, Behandlung oberflächlicher Fältchen (Stirn-, Mund- und Augenbereich), in der Zahnmedizin.

7. Mesorelle 0,3X12mm

8. **Natural Meso Needle 34G (0,18X4 mm) 33G (0,2X4 und 0,2X8 mm) 30G (0,3X4 mm)**

9. **TSK Invisible Needle 0,2X9 mm**

Bezugsquelle: www.mesotherapie-shop.de