

NCTF[®] 135 HA

INHALTSSTOFFE

VERBESSERUNG der Hautqualität, Behandlung feiner Fältchen sowie zur Straffung strapazierter & matter Haut.

BIOREVITALISIERUNG für Vitalität, Spannkraft, Elastizität, Festigkeit, Strahlkraft & Glow.

Injektionstiefen Mehrschichtig:

Epidermal – Quaddeln: Ausstrahlung & Hydratisierung

Intradermal – Papeln: Feine Linien und Fältchen

Subdermal – Fächern mit Kanüle: Tonizität & Dichte



15 HYALURONSÄURE | Hydratation der Haut
(mg/3ml Vial) Unvernetztes Natrium-Hyaluronat

12 VITAMINE | Stimulation der Kollagensynthese & Neutralisation freier Radikale

[Acide Ascorbique (Vit. C), Biotine (Vit. B8), Acide Pantothenique (Vit. B5), Acide Folique (Vit. B9), Inositol (Vit. I), Nicotinamide (Vit. B3), Pyridoxine (Vit. B6), Riboflavine (Vit. B2), Thiamine (Vit. B1), Tocopherol (Vit. E), Retinol (Vit. A), Vitamine B12]

6 CO-ENZYME | Stimulation von Stoffwechselprozessen
TPP (Co-carboxylase), CoA, FAD, NAD, NADP, UTP

6 NUKLEINSÄUREN | Stimulation von Stoffwechselprozessen
Deoxyadenosin, Deoxycytidin, Deoxyguanosin, Deoxythymidin, Methylcytosin

5 ANTI-OXIDANTIEN & GLUTATHION
Abwehr gegenüber freier Radikale

24 AMINOSÄUREN | Unterstützung bei der Bildung von Elastin & Kollagen

[Acide α-amino-butyrique, Alanine, Arginine, Asparagine, Acide Aspartique, Cystine, Glutamine, Acide Glutamique, Glycine, Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Ornithine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophane, Tyrosine, Valine]

6 MINERALIEN | Gewährleistung des Gleichgewichts im Zellstoffwechsel

[Kalziumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat, Natriumacetat, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat]

HYDRATION MIT M-HA[®] 10

PURE HYALURONSÄURE

TIEFENHYDRIERUNG
STRAHLKRAFT
ELASTIZITÄT
FEINE FÄLTCHEN & LINIE

M-HA[®] 10 enthält nicht vernetzte Hyaluronsäure, die für eine sofortige Hydratation des Hautgewebes sorgt.
 Der natürliche Feuchtigkeitsgehalt des Gewebes wird wiederhergestellt und die Haut beeindruckt mit neuer Festigkeit und intensiver Ausstrahlung.

Abfüllung:
3x3ml

HA-
Konzentration
30mg/Vial



[STERILE | A]

STERILISIERUNG DURCH
 DOPPELTE FILTRATION
 OHNE VERWENDUNG
 HOHER TEMPERATUREN.

**GESICHT - HALS -
 DEKOLLETÉ -
 PERIORBITALE REGION**

Viskoelastische Lösung zur Hydratation. Molekulargewicht > 1,1 Mio. Dalton.
 Sehr nah an nativer, körpereigener HA für eine hohe Bioaffinität.